

SI RICHIEDE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (TARATURA)

TIPOLOGIA STRUMENTO	COMPONENT	INVENTARIO	NUMERO SERIE	DITTA	GARANZIA	DURATA GARANZIA	TIPO CONTRATTO	DETTAGLI INTERVENTI
Bilancia Tecnica Cent2000CAL	-	47339	116909	Gibertini-Tecnolab	NO		RIPARAZIONI A SEGUITO MALFUNZIONAMEN TI E UNA VISITA MANUTENZIONE+G LP	Pulizia e verifica generale dello strumento Controllo e taratura punto zero Controllo linearità almeno su 5 punti controllo ripetibilità con almeno 10 punti per le bilance analitiche e cinque per le tecniche controllo carico decentrato su piatto produzione report delle misure effettuate
Bilancia Tecnica Cent2000CAL	-	47340	116908	Gibertini-Tecnolab	NO			
Bilancia Tecnica Cent2000CAL	-	47341	11910	Gibertini-Tecnolab	NO			
Bilancia tecnica cent6000CAL	-	47342	116911	Gibertini-Tecnolab	NO			
Bilancia analitica Crystal 200	-	47338	116908	Gibertini-Tecnolab	NO			
Bilancia densimat	-	33119	88774	Tecnolab-Gibertini	NO		RIPARAZIONI A SEGUITO MALFUNZIONAMEN TI E UNA VISITA	Pulizia e verifica generale dello strumento Controllo della taratura con soluzione alcolica
SISTEMA ALCOMAT	-	47343	887745/116907	Tecnolab-Gibertini	NO		RIPARAZIONI A SEGUITO MALFUNZIONAMEN TI E UNA VISITA ANNUA	Controllo elettrodi, eventuale cambio guarnizioni controllo generale pompe
Unità di distillazione semiautomatica	-	47346	1050159	Velp	NO			
Distillatore DEE	-	34853	95818-95917	Gibertini	NO			
Pompa da vuoto V-500	-	47328	400017508	Buchi	NO			
Pompa da vuoto V-500	-	47327	400020748	Buchi	NO			
POMPA A MEMBRANA N 920 KT.29.18	-			KNF	NO			
Rotavapor	-	03172		Buchi	NO			
Rotavapor	-	47324		Buchi	NO			
Omogeneizzatore STOMACHER 400 Mod. BA6021	-	04159		PBI				Controllo funzionalità
Omogeneizzatore a battuta		66583		MAYO INTERNATIONAL	SI			Controllo funzionalità
CONTROLLO ANNUALE SISTEMA RILEVAZIONE TEMPERATURE SAVERIS								CONTROLLO BATTERIA TAMPONE BASE EVENTUALE AGGIORNAMENTO SOFTWARE

TERMOMETRO PRIMARIO	SONDA TEMP				DOSTMANN	NO			MANUTENZIONE ED EVENTUALE TARATURA PRESSO CENTRO LAT A TEMPERATURE: - 20°/0°/4°/37°/60 °C	Come da procedure LAT Interceza a max in Ingresso 0,06°C
TERMOMETRO PRIMARIO	SONDA TEMP				TESTO	NO				Come da procedure LAT Interceza a max in Ingresso 0,15°C

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
 Dott. Alessandro Montanelli
 